

PlaSon

"DERİN TEMİZLİK, MAKSİMUM EMİLİM!"

"Plazma ve ultrason teknolojisiyle cildi arındırır,
aktif bileşenlerin maksimum emilimini destekler."





Büyük Başlık



Küçük Başlık

PLASON, Atmosferik Basıncılı Plazma ve Ultrasonik Teknolojiye dayalı olarak geliştirilmiştir. Sistem, PLAZMA PORASYON ve ULTRASON PORASYON ayrı fonksiyonlarda kullanılabilir veya her ikisinin kombinasyonu halinde kullanılabilir. Transdermal Solüsyon Emiliminde, Kırışıklıklarda ve Akne gibi cilt problemlerinde etkin bir şekilde kullanılır. Cilt problemlerinde, Plazma Porasyon ile cildin etkin bir şekilde sıvı emilimine hazır bir hale getirilmesi, cildin derinlemesine bakterilerden dezenfekte edilmesi, Ultrason Porasyon ile sıvı emiliminin cilt altına doğru yönlendirilmesi, TDDS olarak adlandırılan patentli bu sistem ile cilt problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.

PLASON




ENPA



TDDS (Transdermal Sıvı İletimi)

Kavitasyon Etkisiyle Hücre İçi Sıvı Emilimini Arttırır.



Cilt Yenileme

Kolajen ve fibroblast üretimini uyarak cildin yaşlanmasını engeller.



Dermal Kırışıklıklar

Lenf sisteminde kan dolaşımını uyarak fibroblast oluşumunu ve cilt elastikiyetisinin artmasını sağlar.



Arıtma

Dermis ve epidermiste melanin emisyonunu kolaylaştırarak temiz ve şeffaf bir cilt görünümü kazandırılır.



TDDS

Hücre Adezyon Moleküllerini Geçici Olarak Kırarak İnaniılmaz Hız ve Oranda Solüsyon Emilimi Sağlar.



Cilt Yenileme

Epidermis Kalınlığı Plazma Porasyondan Sonra Değişmektedir.




Tonlama Etkisi

Anti Pigmentasyon, Melanin Pigmentlerinin Baskılanmasında Etki Gösterir, Anti Pigmentasyon Kozmetiklerin Emilimini Güçlendirir.



Sterilizasyon

Güçlü Sterilizasyon gücü ile çeşitli cilt sorunlarına neden olan bakterileri sterilize eder.





CİLT ARINDIRMA & TONLAMA



AKNE & GÖZENEK SIKLAŞTIRMA

Teknik Özellikler

- MEDİKAL CİHAZ ADI : Combination Stimulator
 MODEL ADI : SLM-9600
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI : -10°C ~ 40°C), Nem(20%~80%)
 NOMİNAL GÜÇ VE FREKANS : AC 230V, 50/60Hz
 GÜÇ TÜKETİMİ : 23W
 ELEKTRİK KORUMA : 1.Sınıf Cihaz, BF Tipi Bağlantı parçaları
 DERECE VE SINIFI
 ÖLÇÜ VE AĞIRLIK : 316(G) x 316(E) x 280(Y)mm / 10Kg



CİLT PROBLEM- LERİNİ

AZALTMADA YARDIMCI!

COLD ARC PLASMA SHOWER TEKNOLOJİSİ

PLASON İLE İĞNELİ UYGULAMALARA ELVEDA !

PLASON TEKNOLOJİSİ İLE EPİDERMİTSE MOLEKÜLER HÜCRE BAĞLARININ SIFIR ACI VE MAKSİMUM KONFOR İLE AÇILMASI SAĞLANIR. HERHANGİ BİR UYGULAMADAN KAT VE KAT DAHA FAZLA TRANSDERMAL KANALLAR OLUŞTURULARAK , ÜRÜN EMİLİMİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR İNANILMAZ SONUÇLAR ELDE EDİLİR. PRP VE MEZOTERAPİ ÜRÜNLERİN TAMAMINDA PLASMA SHOWER UYGULAMASIYLA FARK YARATAN SONUÇLAR ELDE EDİN !

ART EKSI İYON ÜRETİMİ İLE KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ

HÜCRE MEMBRANLARINDA ARTKI EKSI İYON DENGESİNİ SAĞLAYARAK SODYUM VE POTASYUM GEÇİŞLERİNİ TEKRARDAN DÜZENLEYEREK , HÜCRELERİN TEKRARDAN CANLANMASI VE İYON DENGESİ İLE CİLTTEKİ GERGİNLİĞİN ARTMASI SAĞLANIR.

BENZERSİZ OZON ÜRETİM TEKNİĞİ İLE AKNE TEDAVİSİ

PLASON TEKNOLOJİSİ İLE DİĞER SİSTEMLERDEN FARKLI OLARAK CİLDİMİZDE VAR OLAN DOKU ALTI SU MOLEKÜLÜ PARÇALANIR, BU PARÇALANMA SONUCUNDA ÇIKAN OKSİJEN PARÇACIKLARI İLE P-TYPE AKNENİN YAPI TAŞINDA BULUNAN KARBONUN BİRLEŞMESİ SONUCUNDA KARBONDİ-OKSİT AÇIĞA ÇIKARAK AKNE BAKTERİSİ PARÇALANARAK YOK EDİLİR. ÖZELLİKLE AKTİF AKNE TEDAVİSİNDE ÇOK YÜKSEK BAŞARI ORANI ELDE EDİLİR.

O₂ + C = CO₂

ÜRETİLEN OZON VE ÜRÜN KOMBİNASYONU İLE AKNE, SKAR DOKULARDAKİ İYİLEŞME VE HÜCRE YENİLENME MİKTARININ ARTMASI KLİNİK DENEYLERLE İSPATLANMIŞTIR.

EN DERİN DOKUDA KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTTIRIN !

PLASON ENERJİSİ KOLAJENLERE KADAR ULAŞIR.ULAŞTIĞI NOKTADA KOLAJEN VE FİBROBLASTLARI UYARARAK YENİLENMESİNE VE DEFORMA OLMUŞ YAPILARIN ONARILMASINA YARDIMCI OLUR.

CİLT TONLAMA VE STERİLİZASYONUNDA YENİ BİR DENEYİM !

PLASON EPİDERMİSTE KERATİN TABAKAYI TEMİZLERKEN, CİLT YÜZEYİNDE OZON ETKİSİ İLE STERİLİZASYON SAĞLAR, UYGULAMADAN HEMEN SONRASI DAHA PARLAK , PÜRÜZSÜZ VE RENK TONU AÇILMIŞ BİR SONUÇ ELDE EDİLİR.

PATENTLİ YEN NESİL SOĞUK ARK PLAZMA DUŞ BAŞLIĞI TEKNOLOJİSİ İLE KAT VE KAT DAHA FAZLA İYON & OZON ÜRETİMİ!

PLAZMA DUŞ SİSTEMİN AVANTAJLARI

- HOMOJEN DAĞILIMLA DERMİSE ODAKLANIR.
- EPİDERMİSTE HASAR OLUŞTURMAZ. YAZ & KIŞ UYGULAMA YAPILABİLİR.
- %95 ETKİNLİĞİ DERMİSTE SAĞLAR.
- DOKU ALTI SU MOLEKÜLÜ İLE OZON ÜRETİMİ SAĞLANIR.
- DOKU ALTI CİLT PROBLEMLERİNDE ÇOK DAHA ETKİN SONUÇ ALINIR.
- BAŞLIKLARDA BULUNAN ÖZEL İLETKEN ALAŞIM METAL İLE ÇOK DAHA FAZLA İYON OLUŞTURUR.





SMALL TIP: GÖZ KENARI VE BURUN VE DUDAK ÜSTÜ LEKE, KIRIŞIKLIK UYGULAMALARI İÇİN TASARLANDI.

BIG TIP: YANAK VE ALIN BÖLGESİ HOMOJEN VE ETKİN LEKE & AKNE & SKAR & LIFTING UYGULAMALARI İÇİN TASARLANDI.

SQUAL TIP: TÜM VÜCUT VE SAÇ & KAŞ UYGULAMALARINDA HÜCRE YENİLEME & EGZAMA & ÇATLAK & MEZOTERAPİ & DERİN KIRIŞIKLIK & ROSASEA UYGULAMALARI İÇİN TASARLANDI.

FDA ONAYLI GÜNEY KORE TEKNOLOJİSİ İLE KONFORLU VE KLİNİK ÇALIŞMALARI ONAYLANMIŞ GÜVENLİ DERİN DOKU BAKIMI İLE BİR ADIM ÖNDE OL !



UYGULAMA ALANLARI

- LEKE BAKIMI
- KOLAJEN & ANTIAGING BAKIMI
- OZON & İYON BAKIMI
- KIRIŞIKLIK BAKIMI
- GÖZ KAPAĞI KALDIRMA UYGULAMASI
- GÖZ TORBALARI GİDERME UYGULAMASI
- LIFTING & CİLT TONLAMA
- PRP MEZOTERAPİ
- SAÇ & KAŞ MEZOTERAPİ
- CİLT STERİLİZASYONU
- AKNE BAKIMI
- SKAR BAKIMI
- EGZAMA BAKIMI
- ROSASEA BAKIMI
- MANTAR BAKIMI
- ÇATLAK BAKIMI



ENPA